



Aqualine Badewanne

Eine höhenverstellbare Badewanne kommt dort zum Einsatz, wo ältere und behinderte Menschen beim Baden Hilfe brauchen. Das Ein- und Aussteigen und das Heben durch die Verwendung von Hilfsmitteln wird erleichtert, weil sich die Höhe der Badewanne der Hebeeinrichtung anpassen lässt. Ebenfalls werden für das Pflegepersonal bequeme Arbeitsstellungen ohne gekrümmten Rücken erreicht.

Aqualine Badewanne ist in einem elektrisch höhenverstellbaren Rahmen montiert und wird mit Misch-batterie und Handbrause geliefert. Die Höhenverstellung erfolgt stufenlos zwischen 65 und 95cm durch Betätigung einer Handbedienung mit Spiralleitung. Ein hochklappbares Brauselager für Montage auf der rechten oder linken Längsseite der Badewanne ist als Zubehör erhältlich.

Warennr.	Abmessungen Badewanne
40-14140	160x70cm
40-14145	180x80cm

Der Badewanne ist auch in anderen Größen erhältlich.

Zubehör:

Hochklappbares Brauselager für die verschiedenen Größen der Badewanne: Warennr. 40-14100, 40-14105
 Seitenschutz, 110cm: Warennr.: 40-25962
 Halter für Handbrause: Warennr.: 40-14120

Aqualine Brauselager

Einige ältere und behinderte Menschen müssen in liegender Stellung gebadet werden. Beim Transfer vom Bett, Stuhl oder Hocker ist ein höhenverstellbares Brauselager sehr zweckmäßig, weil die Arbeitsstellungen des Pflegepersonals durch Vermeidung des gekrümmten Rückens wesentlich verbessert werden.

und 100cm durch Betätigung einer Handbedienung mit Spiralleitung. Wenn das Brauselager nicht benutzt wird, kann es zur vertikalen Stellung hochgeklappt werden, wodurch weniger Platz in Anspruch genommen wird. Beim Hoch- und Herabklappen des Brauselagers wird die Bewegung durch die Gasfeder gedämpft. Das Brauselager hat eine Liegefläche mit waschbarem Nylonnetz, das bequem und handlich ist. Das Nylonnetz ist 25cm kürzer als das Brauselager.

Aqualine höhenverstellbares Brauselager ist hochklappbar und auf einer wandmontierten Konsole angeordnet. Die Höhenverstellung erfolgt stufenlos zwischen 30

Warennr.	Länge des Brauselagers
40-25526	160cm
40-25528	180cm

Das Brauselager ist auch in anderen Größen erhältlich.

Aqualine

Höhenverstellbare Badezimmersausrüstung

ROPOX
 Better ways to better days

ROPOX

Ringstedgade 221 · DK-4700 Næstved
 Tel.: +45 5575 0500 · Fax: +45 5575 0550
 e-mail: info@ropox.dk · www.ropox.dk



Aqualine

Für ältere und behinderte Personen werden die Aktivitäten im Badezimmer oft mit Schwierigkeiten verbunden sein, weil der Platz zu eng ist und die Einrichtungen ortsfest sind.

Viele sitzen beim Waschbecken auf einem Hocker oder in einem Rollstuhl, welches Schwierigkeiten bereiten kann, wenn die Höhe des Waschbeckens einem stehenden Benutzer angepasst ist, weil die Reichweiten und Arbeitshöhen unterschiedlich sind.

Einige brauchen Hilfe im Badezimmer, wobei die Arbeitsstellungen des Pflegepersonals wegen der ortsfesten Badezimmereinrichtungen sehr unbequem und belastend werden.

Durch die Aqualine höhenverstellbare Ausstattung verbessern sich die Arbeitsverhältnisse des Benutzers und des Pflegepersonals im Badezimmer wesentlich.

Mit dem Aqualine höhenverstellbaren Waschbecken wird der Benutzer selbstständiger sein und die Arbeit des Pflegepersonals wird somit erleichtert. Das Waschbecken kann von Kindern und Erwachsenen in sitzender und stehender Stellung bequem benutzt werden.

Aqualine höhenverstellbares Brauselager und Badewanne werden für Benutzer und Pflegepersonal die Arbeitsumwelt verbessern. Das Ein- und Aussteigen sowie das Heben durch die Verwendung von Hilfsmitteln werden erleichtert, weil sich die Höhe des Brauselagers und der Badewanne der Hebeeinrichtung anpassen lässt. Beim Baden und Pflege werden für das Personal bequeme Arbeitsstellungen ohne gekrümmten Rücken erreicht und die Zusammenarbeit mit dem Benutzer wird verbessert.



Basis Waschbecken

Ein höhenverstellbares Waschbecken ermöglicht die Anpassung der Arbeitshöhe, wodurch das Waschbecken sowohl von sitzenden als auch von stehenden Personen benutzt werden kann. Basis höhenverstellbares Waschbecken wird mit Spiegel, Ablage, eingriffiger Mischbatterie, Geruchsverschluss, flexiblen Schläuchen, elektrischer Ausrüstung und

Sicherheitsbügel unter dem Waschbecken geliefert. Die Höhenverstellung erfolgt stufenlos zwischen 60 und 100 cm durch Betätigung einer Handbedienung mit Spiralleitung. Als Alternative zum traditionellen Waschbecken ist ein Behinderten-Waschbecken mit oder ohne Kippvorrichtung erhältlich.

Warennr.	Waschbecken	Abmessungen mit Waschbecken
40-14600	Basis	120x64x60cm
40-14620	Basis, Behinderten-Waschbecken	120x66x75cm
40-14610	Basis, Behinderten-Waschbecken mit Kippvorrichtung	120x66x75cm

Zubehör und Varianten:

Leuchte für Montage über dem Spiegel 60cm: Warennr. 40-14690
 Keulengriff für Mischbatterie: Warennr. 40-14680
 Berührungsfreie Mischbatterie: Warennr. 40-14685
 Großer Spiegel (70 x 47cm): Warennr. 97002452
 Bei großem Spiegel oder berührungsfreier Mischbatterie entfällt die Ablage.



Maxi Waschbecken

Mit einem höhenverstellbaren Waschbecken kann die Arbeitshöhe sitzenden und stehenden Personen angepasst werden.

Maxi höhenverstellbares Waschbecken wird mit Tischplatte, Spiegel, Wandschrank mit Ablage, eingriffiger Mischbatterie, Geruchsverschluss, flexiblen Schläuchen, elektrischer Ausrüs-

tung und Sicherheitsbügel unter dem Waschbecken geliefert. Der Schrank und die Tischplatte können auf der rechten oder linken Seite des Waschbeckens angebracht werden. Die Höhenverstellung erfolgt stufenlos zwischen 60 und 100 cm durch Betätigung einer Handbedienung mit Spiralleitung.

Warennr.	Waschbecken	Abmessungen mit Waschbecken
40-14650	Maxi, Waschbecken rechts	120x94x66cm
40-14660	Maxi, Waschbecken links	120x94x66cm

Zubehör und Varianten:

Leuchte für Montage über dem Spiegel 60cm: Warennr. 40-14690
 Keulengriff für Mischbatterie: Warennr. 40-14680
 Berührungsfreie Mischbatterie: Warennr. 40-14685

Montage:

Die Anordnung von Ablassöffnung und Geruchsverschluss muss berücksichtigt werden. Eine Anleitung zur Anbringung und Montage sowie weitere Produktinformationen sind auf Anfrage erhältlich.

Reinigung und Pflege:

Zur Reinigung eignen sich handelsübliche Reinigungsmittel. Darüber hinaus wird keine Pflege benötigt.